

Table des matières

(suite)

Traitement de la douleur

Pousse-seringue SYNDEO ACP	170
Tubulures pour pousse-seringue Sydeo.....	170
Système de traitement de la douleur IPump ^{MC}	172
Tubulures IPump ^{MC} pour utilisation avec les sacs IPump ^{MC}	172
Tubulures IPump ^{MC} pour utilisation avec les poches de solution i.v.	173
Sacs pour pompes IPump ^{MC}	175
Accessoires pour pompe IPump ^{MC}	175

TRAITEMENT DE LA DOULEUR


Vous offrir ce qu'il y a de mieux en soins de santé.

Baxter offre des systèmes de traitement de la douleur pour ACP / ACP épidurale qui rationalisent le traitement de la douleur grâce à une combinaison de conception intelligente et d'opérations simples.

Notre but est de toujours fournir des produits pour le traitement de la douleur, de l'information technique, un savoir-faire clinique et des services de consultation de la plus haute qualité.

Pousse-seringue Sydeo pour le traitement de la douleur

Numéro de catalogue	Description	Unités/ caisse
2L3113	<p>Pousse-seringue SYNDEO ACP</p> <p>Le traitement de la douleur peut être une tâche compliquée. Cela ne veut toutefois pas dire que votre système de perfusion pour ACP devrait l'être. Le nouveau pousse-seringue Sydeo ACP rationalise le traitement de la douleur grâce à une formidable combinaison de conception intelligente et d'opérations simples.</p>	1




SYNDEO





Tubulures pour pousse-seringue Sydeo

Tubulures pour pousse-seringue Sydeo

Numéro de catalogue	Description	Longueur totale approx.	Volume d'amorçage approx.	Diamètre intérieur approx.	Unités/ caisse
2L3506	<p>Dispositif en « Y » anti-reflux 20 cm (8 po)</p> <p>Tubulure de microdiamètre, site d'injection amovible sans latex pour les injections intermittentes ou le raccordement d'une tubulure additionnelle avec soupape anti-reflux</p>	20 cm (8 po)	1,4 mL	0,15 cm (0,06 po)	50
2C9205	<p>Rallonge intrafiquable pour ACP avec dispositif anti-siphon</p>	1,5 m (60 po)	1,2 mL	0,08 cm (0,03 po)	50




Tubulures pour pousse-seringue Sydeo

Numéro de catalogue	Description	Longueur totale approx.	Volume d'amorçage approx.	Diamètre intérieur approx.	Unités/caisse
2C9206	Rallonge intrafiquable pour ACP avec dispositif anti-siphon	2,4 m (96 po)	1,6 mL	0,08 cm (0,03 po)	50
					
2L3508	Rallonge, « Y » anti-siphon avec dispositif anti-reflux	2,5 m (98 po)	2,4 mL	0,08 cm (0,03 po)	50
					
2L3507	Rallonge intrafiquable pour ACP avec dispositif anti-siphon combinée à un dispositif en « Y » anti-reflux	2,6 m (101 po)	2,5 mL	0,08 cm (0,03 po)	50
					
2L3509	Rallonge anti-siphon avec dispositif en « Y » anti-reflux	2,6 m (102 po)	3,3 mL	0,08 cm (0,03 po)	50
					

Système de traitement de la douleur IPump^{MC}

Numéro de catalogue	Description	Unités/caisse
2L3107	Le système de traitement de la douleur IPump ^{MC} répond aux besoins quotidiens d'un environnement clinique avec une souplesse personnalisée. Le système IPump ^{MC} vous permet d'avoir à portée de la main un traitement de la douleur personnalisé, de la programmation à l'extraction de données.	1



Tubulures IPump^{MC} pour utilisation avec les sacs IPump^{MC}

Numéro de catalogue	Description	Longueur totale approx.	Volume d'amorçage approx.	Diamètre interne de la tubulure	Unités/caisse
2L3510	Rallonge anti-siphon avec adaptateur luer verrouillant Se fixe au sac de médicament avec un adaptateur luer verrouillant; soupape anti-siphon permettant de réduire les risques d'écoulement libre	1,8 m (73 po)	1,5 mL	0,08 cm (0,03 po)	20
2L3511	Rallonge anti-siphon avec adaptateur luer verrouillant Se fixe au sac de médicament avec un adaptateur luer verrouillant; soupape anti-siphon permettant de réduire les risques d'écoulement libre	2,5 m (102 po)	1,8 mL	0,08 cm (0,03 po)	20
2L3504	Rallonge anti-siphon pour administration ÉPIDURALE avec adaptateur luer verrouillant Se fixe au sac de médicament avec un adaptateur luer verrouillant; soupape anti-siphon permettant de réduire les risques d'écoulement libre; ligne jaune indiquant que la rallonge est destinée aux administrations ÉPIDURALES	2,6 m (104 po)	1,6 mL	0,08 cm (0,03 po)	20



Tubulures IPump^{MC} pour utilisation avec les sacs IPump^{MC}

Numéro de catalogue	Description	Longueur totale approx.	Volume d'amorçage approx.	Diamètre interne de la tubulure	Unités/caisse
2L3520	Rallonge anti-siphon éliminant l'air avec adaptateur luer verrouillant Se fixe au sac de médicament avec un adaptateur luer verrouillant; filtre 0,22 micron éliminant l'air, soupape anti-siphon permettant de réduire les risques d'écoulement libre	2,7 m (106 po)	2,1 mL	0,08 cm (0,03 po)	20
2L3526	Rallonge anti-siphon éliminant l'air avec adaptateur luer verrouillant et raccord en Y intégral Se fixe au sac de médicament avec un adaptateur luer verrouillant; filtre 0,22 micron éliminant l'air, soupape anti-siphon permettant de réduire les risques d'écoulement libre; raccord en Y intégral anti-reflux	2,7 m (106 po)	3,2 mL	0,08 cm (0,03 po)	20

Tubulures IPump^{MC} pour utilisation avec les poches de solution i.v.

Numéro de catalogue	Description	Longueur totale approx.	Volume d'amorçage approx.	Diamètre interne de la tubulure	Unités/caisse
2L3506	Raccord en Y anti-reflux de 20 cm Tubulure de microdiamètre, site d'injection amovible sans latex pour les injections intermittentes ou le raccordement d'une tubulure additionnelle avec soupape d'arrêt pour empêcher le reflux	20 cm (8 po)	1,4 mL	0,15 cm (0,06 po)	50
2L3525	Rallonge anti-siphon éliminant l'air avec perforateur et raccord en Y intégral Se fixe au sac de médicament avec un perforateur; filtre 0,22 micron éliminant l'air, soupape anti-siphon permettant de réduire les risques d'écoulement libre; raccord en Y intégral anti-reflux	2,7 m (106 po)	4,1 mL	0,08 cm (0,03 po)	20




Numéro de catalogue	Description	Longueur totale approx.	Volume d'amorçage approx.	Diamètre interne de la tubulure	Unités/caisse
2L3512	Rallonge anti-siphon pour administration ÉPIDURALE avec perforateur Se fixe au sac de médicament avec un perforateur; soupape anti-siphon permettant de réduire les risques d'écoulement libre; ligne jaune indiquant que la rallonge est destinée aux administrations ÉPIDURALES	2,7 m (107 po)	2,4 mL	0,08 cm (0,03 po)	20
					
2L3513	Rallonge anti-siphon éliminant l'air avec perforateur Se fixe au sac de médicament avec un perforateur; filtre 0,22 micron éliminant l'air, soupape anti-siphon permettant de réduire les risques d'écoulement libre	2,7 m (107 po)	2,4 mL	0,08 cm (0,03 po)	20
					
2L3523	Rallonge anti-siphon éliminant l'air avec perforateur – boîtier pour sac de 500 mL Se fixe au sac de médicament muni d'un orifice d'administration; segment supérieur de 16 po pour l'adaptation aux boîtiers pour sacs de 500 mL; filtre 0,22 micron éliminant l'air	3,0 m (120 po)	2,5 mL	0,08 cm (0,03 po)	20
2L3522	Rallonge anti-siphon éliminant l'air avec perforateur pour administration ÉPIDURALE – boîtier pour sac de 500 mL Se fixe au sac de médicament muni d'un orifice d'administration; segment supérieur de 16 po pour l'adaptation aux boîtiers pour sacs de 500 mL, ligne jaune indiquant que la rallonge est destinée aux administrations ÉPIDURALES	3,1 m (121 po)	2,5 mL	0,08 cm (0,03 po)	20
2L3527	Raccord anti-siphon éliminant l'air avec perforateur intégral et raccord en Y Pour utilisation avec les boîtiers pour sacs de 500 mL	3,2 m (126 po)	4,2 mL	0,08 cm (0,03 po)	20

Sacs pour pompes IPump^{MC}

Sacs pour pompes IPump^{MC}



Numéro de catalogue	Description	Unités/caisse
2L3256	Sac de 100 mL Se verrouille à l'intérieur d'un boîtier pour sac de 100 mL; adaptateur luer verrouillant femelle	10
2L3257	Sac de 250 mL Se verrouille à l'intérieur d'un boîtier pour sac de 250 mL; adaptateur luer verrouillant femelle	10








Accessoires pour pompe IPump^{MC}

Accessoires pour pompe IPump^{MC}

Numéro de catalogue	Description	Unités/caisse
2L3400	Carte d'imprimante Permet de raccorder la pompe IPump à une imprimante standard (câble de carte d'imprimante requis)	1
2L3211	Pince à tige verrouillable Comprend 2 clés	1
2L3212	Pince à tige non verrouillable	1
2L3112	Câble de transfert de configuration Permet de transférer électroniquement la configuration de la pompe d'une pompe IPump à une autre pompe IPump	1



Accessoires pour pompe IPump^{MC}

Numéro de catalogue	Description	Unités/ caisse
2L3210	Adaptateur c.a. 	1
2L3218	Boîtier pour sac de 100 mL	1
2L3220	Boîtier pour sac de 250 mL	1
2L3217	Boîtier pour sac 250E 	1
2L3221	Boîtier pour sac de 500 mL 	1
2L3219	Étui de transport 	1
2L3402	Câble de carte d'imprimante Permet de raccorder la carte d'imprimante au port d'imprimante de la pompe Ipump 	1